











DESIGNED AROUND YOUR HANDS







UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE



Sempercare® Nitrile Shine – Schätzen Sie den Fortschritt
Sempercare® Nitrile – Fühlen Sie Ihre Sicherheit
Sempercare® Nitrile Skin 2 – Entdecken Sie Ihre 2. Haut
Sempercare® Premium – Erleben Sie Excellence
Sempercare® Vinyl – Entdecken Sie den Schutz für Typ I und Typ VI Allergiker
Sempercare® Syn-Strech – Spüren Sie die synthetische Alternative
Sempercare® Edito – Erkennen Sie Ihren Komfort

SEMPERCARE® NITRIL							
Markenname	Sempercare® nitrile	Sempercare® nitrile sky	Sempercare® nitrile aloe	Sempercare® nitrile shine+	Sempercare® nitrile shine	Sempercare® nitrile skin²	
							
WICHTIGSTE PRODUKTMERKMALE	1) Gute Chemikalienbeständigkeit (nach Chemikalienliste)* 2) Reißkraft von 9N (typ. Produktionswert) 3) Geeignet für bestimmte Zytostatika (nach Zytostatikalistete)	1) Gute Chemikalienbeständigkeit* 2) Voll texturiert 3) Optimaler Tragekomfort	1) Mit Aloe & Vitamin E beschichtet 2) Höherer Tragekomfort 3) Exzellentes Tastgefühl	1) Längere Stulpe: 265 mm 2) Erhöhte Wanddicke 3) Verbesserte Öffnungsglasche	1) Weiß 2) Hoher Tragekomfort 3) Exzellentes Tastgefühl	1) Lavendelblau 2) Hoher Tragekomfort dank weichem Material 3) Exzellentes Tastgefühl	
PRODUKTDATEN							
Art.Nr.	100 Stk. 8267 8163x 200 Stk. 8267 9143x („x“: 1 für XS, 3 für S, 5 für M, 7 für L, 9 für XL)	8267 53x27 („x“ = 6 für S, 7 für M, 8 für L)	8267 9693. („x“: 1 für XS, 3 für S, 5 für M, 7 für L, 9 für XL)	8267 8064x („x“: 1 für XS, 3 für S, 5 für M, 7 für L, 9 für XL)	8267 7843. („x“: 1 für XS, 3 für S, 5 für M, 7 für L, 9 für XL)	150 Stk. 8267 8103x 200 Stk. 8267 8083x („x“ = 1 für XS, 3 für S, 5 für M, 7 für L, 9 für XL)	100 Stk.: 8267 9804x 200 Stk.: 8267 9384x AQL 1.0: 8267 9914x („x“ = 1 für XS, 3 für S, 5 für M, 7 für L, 9 für XL)
Material	Nitril-Butadien-Kautschuk	Nitril-Butadien-Kautschuk	Nitril-Butadien-Kautschuk	Nitril-Butadien-Kautschuk	Nitril-Butadien-Kautschuk	Nitril-Butadien-Kautschuk	Nitril-Butadien-Kautschuk
puderfrei/gepudert steril/unsteril	puderfrei unsteril	puderfrei steril	puderfrei unsteril	puderfrei unsteril	puderfrei unsteril	puderfrei unsteril	puderfrei unsteril
Länge	median 240 mm	median 240 mm	median 240 mm	median 240 mm	median 265 mm	median 240 mm	median 240 mm
Innenseite	chloriert	chloriert	chloriert	mit Aloe beschichtet	chloriert	chloriert	beschichtet / chloriert
Oberfläche	glatt, Finger texturiert	glatt, Finger texturiert	griffig, voll texturiert	glatt, Finger texturiert	glatt, Finger texturiert	glatt, Finger texturiert	glatt, Finger texturiert
Wanddicke (im Handflächenbereich doppelt gemessen - typische Produktionswerte)	median 0,20 mm	median 0,20 mm	median 0,17 mm	median 0,14 mm	median 0,15 mm	median 0,14 mm	median 0,14 mm
Reißkraft typischer Produktionswert	median 9 N	median 9 N	median 7 N	median 6 N	median 6 N	median 6 N	median 6 N
Lagerfähigkeit	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Farbe	Blau	Blau	Himmelblau	Lavendelblau	Weiß	Weiß	Lavendelblau
Proteine	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Beschleuniger-Chemikalien	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KENNZEICHNUNG							
MPG (Richtlinie über Medizinprodukte)	Klasse I	Klasse Is	Klasse I	Klasse I	Klasse I	Klasse I	Klasse I
PSA (persönliche Schutzausrüstung)	Kategorie III hohes Risiko	nein	Kategorie III hohes Risiko	Kategorie III hohes Risiko	Kategorie III hohes Risiko	Kategorie III hohes Risiko	Kategorie III hohes Risiko
ASTM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 455	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 420	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 374-1, -2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 374-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AQL (Prüfstufe G1)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0 & 1,5
Lebensmittel	✓	✓	✓	nein	✓	✓	✓
ANWENDUNGSEMPFEHLUNG							
KRANKENHAUS	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Pflegebereich		✓				✓	✓
Niedergelassene Ärzte				✓		✓	✓
Dentalbereich		✓	✓	✓			✓
VERPACKUNG / LOGISTIK							
Verfügbare Größen	XS/S/M/L/XL	S/M/L	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL
Stk. / Spenderkarton	XS/S/M/L: 100 oder 200 Stk. XL: 90 oder 180 Stk.	S/M/L: 50 Paar	XS/S/M/L: 100 Stk. XL: 90 Stk.	XS/S/M/L: 200 Stk. XL: 180 Stk.	XS/S/M/L: 200 Stk. XL: 180 Stk.	XS/S/M/L: 150 oder 200 Stk. XL: 135 oder 180 Stk.	XS/S/M/L: 100 oder 200 Stk. XL: 90 oder 180 Stk.
Stk. / Versandkarton	XS/S/M/L: 1.000 oder 2.000 Stk. XL: 900 oder 1.800 Stk.	S/M/L: 300 Paar	XS/S/M/L: 1.000 Stk. XL: 900 Stk.	XS/S/M/L: 2.000 Stk. XL: 1.800 Stk.	XS/S/M/L: 2.000 Stk. XL: 1.800 Stk.	XS/S/M/L: 1.500 oder 2.000 Stk. XL: 1.350 oder 1.800 Stk.	XS/S/M/L: 1.000 oder 2.000 Stk. XL: 900 oder 1.800 Stk.

SEMPERCARE® LATEX PUDERFREI				
Markenname	Sempercure® premium		Sempercure® edition IC	Sempercure® edition
				
WICHTIGSTE PRODUKTMERKMALE	1) Spezielle synthetische Innenbeschichtung für Hautfreundlichkeit und einfaches Anziehen 2) Reißkraft von 9 N (typ. Produktionswert) 3) Extraglatte Oberfläche und extragroße Passform		1) Spezielle synthetische Innenbeschichtung für Hautfreundlichkeit und einfaches Anziehen 2) Voll texturiert - ganzflächige Griffigkeit 3) Hoher Tragekomfort	1) Online chloriert für einfaches Anziehen 2) Finger texturiert für gute Instrumentenführung 3) Hoher Tragekomfort
PRODUKTDATEN				
Art.Nr.	8237 8104x („x“ = 1 für XS, 3 für S, 5 für M, 7 für L, 9 für XL)	8267 59x27 („x“ = 6 für S, 7 für M, 8 für L)	8237 8174x („x“ = 1 für XS, 3 für S, 5 für M, 7 für L, 9 für XL)	8237 8173x („x“ = 1 für XS, 3 für S, 5 für M, 7 für L, 9 für XL)
Material	Naturalatex	Naturalatex	Naturalatex	Naturalatex
puderfrei/gepudert steril/unsteril	puderfrei unsteril	puderfrei steril	puderfrei unsteril	puderfrei unsteril
Länge	median 240 mm	median 240 mm	median 240 mm	median 240 mm
Innenseite	beschichtet / chloriert	beschichtet / chloriert	beschichtet	chloriert
Oberfläche	extraglatt, Finger texturiert	extraglatt, Finger texturiert	griffig, voll texturiert	griffig, Finger texturiert
Typische Produktionswerte Dicke im Handflächenbereich (doppelt)	median 0,27 mm	median 0,27 mm	median 0,24 mm	median 0,21 mm
REISSKRAFT typischer Produktionswert	median 9 N	median 9 N	median 8 N	median 6 N
Lagerfähigkeit	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Farbe	Naturweiß	Naturweiß	Weiß	Naturweiß
Proteine	✓	✓	✓	✓
Beschleuniger-Chemikalien	✓	✓	✓	✓
KENNZEICHNUNG				
MPG (Richtlinie über Medizinprodukte)	Klasse I	Klasse Is	Klasse I	Klasse I
PSA (persönliche Schutzausrüstung)	Kategorie III hohes Risiko	nein	Kategorie III hohes Risiko	Kategorie III hohes Risiko
ASTM	✓	✓	✓	✓
EN 455	✓	✓	✓	✓
EN 420	✓	✓	✓	✓
EN 374-1, -2	✓	✓	✓	✓
EN 374-3	✓	✓	✓	✓
AQL (Prüfstufe G1)	1,5	1,5	1,5	1,5
Lebensmittel	✓	✓	✓	✓
ANWENDUNGSEMPFEHLUNG				
Krankenhaus	✓	✓		✓
Pflegebereich	✓	✓		✓
Niedergelassene Ärzte	✓		✓	✓
Dentalbereich			✓	✓
VERPACKUNG / LOGISTIK				
Verfügbare Größen	XS/S/M/L/XL	S/M/L	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL
Stk. / Spenderkarton	XS/S/M/L: 100 Stk. XL: 90 Stk.	S/M/L: 40 Paar	XS/S/M/L: 100 Stk. XL: 90 Stk.	XS/S/M/L: 100 Stk. XL: 90 Stk.
Stk. / Versandkarton	XS/S/M/L: 1.000 Stk. XL: 900 Stk.	S/M/L: 240 Paar	XS/S/M/L: 1.000 Stk. XL: 900 Stk.	XS/S/M/L: 1.000 Stk. XL: 900 Stk.

SEMPERCARE® LATEX GEPUDERT UND VINYL						
Markenname	Sempercure® latex gepudert		Sempercure® latex gepudert ASTM	Sempercure® syn-stretch	Sempercure® vinyl puderfrei	Sempercure® vinyl gepudert
						
WICHTIGSTE PRODUKTMERKMALE	1) Gepudert für einfaches Anziehen 2) Finger texturiert für gute Instrumentenführung 3) Hoher Tragekomfort		1) Gepudert für einfaches Anziehen 2) Finger texturiert für gute Instrumentenführung 3) Hoher Tragekomfort	1) Elastischer als herkömmliche Vinylhandschuhe 2) Frei von Naturlatex (geeignet für Typ I-Allergiker) 3) Frei von Beschleuniger-Chemikalien	1) Frei von Naturlatex (geeignet für Typ I-Allergiker) 2) Frei von Beschleuniger-Chemikalien (geeignet für Typ IV-Allergiker) 3) DOP-frei	
PRODUKTDATEN						
Art.Nr.	8239 8102x („x“ = 1 für XS, 3 für S, 5 für M, 7 für L, 9 für XL)	Stk. 8261 52x27 Paar 8262 52x27 („x“ = 6 für S, 7 für M, 8 für L)	8239 8022x („x“ = 1 für XS, 3 für S, 5 für M, 7 für L, 9 für XL)	8257 9323x („x“ = 1 für XS, 3 für S, 5 für M, 7 für L, 9 für XL)	100 Stk. 8257 8103x 200 Stk. 8257 9193x („x“ = 1 für XS, 3 für S, 5 für M, 7 für L, 9 für XL)	100 Stk. 8259 8102x 200 Stk. 8259 9182x („x“ = 1 für XS, 3 für S, 5 für M, 7 für L, 9 für XL)
Material	Naturlatex	Naturlatex	Naturlatex	Synthetisches Polymer / Vinyl	Vinyl	Vinyl
puderfrei/gepudert steril/unsteril	gepudert unsteril	gepudert steril	gepudert unsteril	puderfrei unsteril	puderfrei unsteril	gepudert unsteril
Länge	median 240 mm	median 240 mm	min. 230 mm	median 240 mm	median 240 mm	median 240 mm
Innenseite	gepudert (Maisstärke)	gepudert (Maisstärke)	gepudert (Maisstärke)	beschichtet	beschichtet	gepudert (Maisstärke)
Oberfläche	griffig	griffig	griffig	glatt	glatt	glatt
Typische Produktionswerte Dicke im Handflächenbereich (doppelt)	median 0,21 mm	median 0,21 mm	median 0,19 mm	median 0,14 mm	median 0,10 mm	median 0,10 mm
REISSKRAFT typischer Produktionswert	median 6 N	median 6 N	k.A.	median 3,6 N	median 3,6 N	median 3,6 N
Lagerfähigkeit	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Gelblich	Transparent	Transparent
Proteine	✓	✓	✓	nein	nein	nein
Beschleuniger-Chemikalien	✓	✓	✓	nein	nein	nein
KENNZEICHNUNG						
MPG (Richtlinie über Medizinprodukte)	Klasse I	Klasse Is	nein	Klasse I	Klasse I	Klasse I
PSA (persönliche Schutzausrüstung)	Kategorie III hohes Risiko	nein	nein	Kategorie III hohes Risiko	Kategorie I geringes Risiko	Kategorie I geringes Risiko
ASTM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 455	✓	✓	nein	✓	✓	✓
EN 420	✓	✓	nein	✓	✓	✓
EN 374-1, -2	✓	✓	nein	✓	✓	✓
EN 374-3	✓	✓	nein	✓	nein	nein
AQL (Prüfstufe G1)	1,5	1,5	2,5	1,5	1,5	1,5
Lebensmittel	✓	✓	nein	nein	nein	nein
ANWENDUNGSEMPFEHLUNG						
KRANKENHAUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pflegebereich	✓	✓	✓		✓	✓
Niedergelassene Ärzte	✓		✓	✓	✓	✓
Dentalbereich	✓		✓			
VERPACKUNG / LOGISTIK						
Verfügbare Größen	XS/S/M/L/XL	S/M/L	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL
Stk. / Spenderkarton	XS/S/M/L: 100 Stk. XL: 90 Stk.	Paar: S/M/L: 50 Paar Stk.: S/M/L: 50 Stk.	XS/S/M/L: 100 Stk. XL: 90 Stk.	XS/S/M/L: 100 Stk. XL: 90 Stk.	XS/S/M/L 100 oder 200 Stk. XL: 90 oder 180 Stk.	XS/S/M/L 100 oder 200 Stk. XL: 90 oder 180 Stk.
Stk. / Versandkarton	XS/S/M/L: 1.000 Stk. XL: 900 Stk.	Paar: S/M/L: 300 Paar Stk.: S/M/L 300 Stk.	XS/S/M/L: 1.000 Stk. XL: 900 Stk.	XS/S/M/L: 1.000 Stk. XL: 900 Stk.	XS/S/M/L 1.000 oder 2.000 Stk. XL: 900 oder 1.800 Stk.	XS/S/M/L 1.000 oder 2.000 Stk. XL: 900 oder 1.800 Stk.



Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten für Untersuchungshandschuhe empfiehlt Sempermed die folgenden Sempercare® Produkte für die Segmente Krankenhaus, Pflegebereich, Dentalbereich und Niedergelassene Ärzte nach ihren jeweiligen Anforderungen.

	NITRIL	LATEX	VINYL	
KRANKENHAUS	Sempercare® nitrile/nitrile sky Sempercare® nitrile shine/shine+ Sempercare® nitrile skin ²	Sempercare® premium Sempercare® edition	Sempercare® synstretch Sempercare® vinyl pf/pp	Spezielle Anwendungen Standardanwendungen
PFLEGE- BEREICH	Sempercare® nitrile shine Sempercare® nitrile skin ²	Sempercare® premium Sempercare® edition	Sempercare® vinyl pf/pp	Spezielle Anwendungen Standardanwendungen
NIEDERGE- LASSENE ÄRZTE	Sempercare® nitrile aloe/skin ² Sempercare® nitrile shine	Sempercare® premium Sempercare® edition IC Sempercare® edition	Sempercare® synstretch Sempercare® vinyl pf/pp	Spezielle Anwendungen Standardanwendungen
DENTAL- BEREICH	Sempercare® nitrile sky Sempercare® nitrile aloe Sempercare® nitrile skin ²	Sempercare® edition IC Sempercare® edition		Spezielle Anwendungen Standardanwendungen

Spezielle Anwendungen (z.B. Gefahr von Virusinfektionen, Chemikalienbeständigkeit, zytotoxische Beständigkeit);
Standardanwendungen (gängigste Standardprodukte)

UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE AUS DEM HAUSE SEMPERMED – WIR SCHÜTZEN IHRE HÄNDE

Als einer der weltweit führenden Hersteller von medizinischen Handschuhen mit mehr als 90 Jahren Erfahrung in der Forschung, Entwicklung und Produktion ist es uns ein Anliegen, unseren Anwendern Empfehlungen für die optimale Verwendung der erweiterten Sempercare® Produkte zu geben.

Da die Auswahl des richtigen Handschuhs Auswirkungen auf die Gesundheit des Anwenders wie auch des Patienten haben kann, sind die hohen Anforderungen an das Produkt in europäischen Normen und Richtlinien geregelt: Alle Sempercare® Produkte sind als Medizinprodukt gemäß der Richtlinie 93/42 EWG zertifiziert und erfüllen die Norm EN455. Darüber hinaus sind sie auch als persönliche Schutzausrüstung gemäß der Richtlinie 89/686 EWG zertifiziert. Dies ermöglicht den Einsatz von Sempercare® Handschuhen in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen.

Die Kriterien für die Auswahl des richtigen Untersuchungshandschuhs sind jedoch unterschiedlich: Besteht ein hohes Infektionsrisiko und erfordert die Anwendung daher maximalen Schutz?

Ist mehr Griffigkeit gefragt oder eine glattere Oberflächenstruktur doch besser geeignet?

All dies sind anwendungsspezifische Merkmale, die entsprechende Anforderungen an das Produkt stellen.

Darüber hinaus gibt es Unterschiede bei den Eigenschaften der jeweiligen Materialien: Generell empfiehlt Sempermed den Einsatz von Nitrilhandschuhen, da diese vielfache Bedürfnisse erfüllen können: Nitrilprodukte bieten optimalen Schutz vor viralen Infektionen, diversen Chemikalien* und minimalen Verletzungen. Dank der innovativen Materialmischung von Sempermed bieten sie höchsten Tragekomfort. Da sie ohne Latexproteine und Puder hergestellt sind, verfügen sie zudem über ausgezeichnete Hautfreundlichkeit ohne die Gefahr vor Typ-I-Allergien.

Das Sempercare® Produktportfolio bietet für die unterschiedlichsten Ansprüche die jeweils passende Lösung. Weitere Informationen finden Sie unter www.sempermed.com

*Siehe Chemikalienbeständigkeitsliste unter www.sempermed.com



WICHTIGER HINWEIS: Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf www.sempermed.com. Eine Nichtbeachtung dieser Informationen, insbesondere zur (Chemikalien-)Beständigkeit, Verwendungshäufigkeit und Verträglichkeit der Handschuhe, kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen. Semperit übernimmt keine Haftung für den falschen Einsatz der Handschuhe. Holen Sie im Zweifelsfall vor der Anwendung fachkundigen Rat ein. Die hier enthaltenen Informationen und Klassifizierungen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen vorbehalten.

ACHTUNG: Naturlatex kann allergische Reaktionen bis hin zu einem anaphylaktischen Schock verursachen.

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H. · Segment Sempermed
Österreich · 1031 Wien · Modecenterstr. 22 · Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630
E-Mail: sempermed@semperitgroup.com · www.sempermed.com