



ISOHEAT®



High Tech Engineering

LabHEAT® Leistungssteller Typ KM-L116

Beschreibung:

Steckerfertiger, elektromechanischer Leistungssteller im stabilen Kunststoffgehäuse zur gezielten Steuerung der Heizleistung von Heizhauben, Heizbändern, etc.

Merkmale:

- einfaches, steckerfertiges Vorschalten
- stufenlose Leistungsanpassung 0-100%
- Schaltleistung bis 2950 W
- der Verbraucher wird zweipolig ein- und ausgeschaltet
- Signalleuchte zeigt den Betriebszustand
- auch für Nennspannung 115 V erhältlich



Technische Daten

KM-L116

Nennspannung	siehe Bestelldaten
Schaltleistung	siehe Bestelldaten
Verbraucheranschluss	Schutzkontaktsteckdose
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Netzanschlussleitung	1,5 m mit Schukostecker
Abmessungen	120 x 65 x 55 mm

Bestelldaten

Typ	Nennspannung	Schaltleistung	Schaltstrom	Art.-Nr.
KM-L116	230 V	2950 W	13A	65000116
KM-L116	115 V	1450 W	13A	65500116

Zur Temperaturregelung empfehlen wir unser Programm an elektronischen Temperaturregelgeräten sowie die entsprechenden Temperaturfühler




Elektronischer Temperaturregler MIL-EC200



Elektronischer Temperaturregler Serie MIL-RD1000



Elektronischer Laborregler Serie KM-RX1000



Temperaturfühler



ISOHEAT GmbH
Großer Sand 4
D-76698 Ubstadt-Weiher

Tel.: +49 (0) 72 51 - 93247-0
Fax +49 (0) 72 51 - 93247-29

E-Mail: info@isoheat.de
Internet: www.isoheat.de