

1. Lagerboxen und Rastereinsätze aus Karton

Unsere Lagerboxen

sind aus tiefkältebeständigem, wasserfestem Karton gefertigt.
Alle Kartonboxen gibt es in 2 Ausführungen:

- die **Standardvariante**
- die **beschichtete Variante**

Die beschichteten Boxen sind gegenüber den Standardboxen zusätzlich mit einer wasserabweisenden Kunststoffschicht überzogen.

Die Kartonboxen haben folgendes Deckelaußenmaß:

A-Boxen = 136 x 136 mm B-Boxen = 133 x 133 mm

Beide Typen sind in verschiedenen Höhen und mit Rastereinsätzen erhältlich.
Passende Rastereinsätze aus Kartonmaterial für diese Boxen finden Sie auf den folgenden Seiten.

C-Boxen

sind zur Lagerung von 15ml bzw. 50ml Zentrifugenröhrchen konzipiert und beinhalten bereits standardmäßig entsprechende Raster.



Alle Lagerboxen sind in 5 Farben erhältlich:

☐ weiß (W) ☐ blau (B) ☐ gelb (Y) ☐ grün (G) ☐ rot (R)

Sonderanfertigungen

sind kein Problem. Sowohl Lagerboxen als auch Rastereinsätze aus Kartonmaterial fertigen wir gern nach Ihren Wünschen an.
Fragen Sie uns einfach! Gerne senden wir Ihnen unser Angebot.

Aufbau der Artikelnummern von Lagerboxen (Beispiel KA501-W)


K = Warengruppe (Lagerboxen)
A = Boxentyp (hier A für Lagerbox A 136x136 mm)
50 = Innenhöhe der Box (hier 50mm)
1 = Variante (1 = Standard / 2 = beschichtet)
W = Farbe (W = weiß; B = blau; G = grün; R = rot; Y = gelb)

Aufbau der Artikelnummern von Rastereinsätzen (Beispiel: RA81-30)

R = Warengruppe (Rastereinsätze)
A = Boxentyp (hier für Boxentyp A 136 x 136 mm)
81 = Anzahl Fächer des Rastereinsatzes (hier 9 x 9 = 81)
-30 = Höhe des Rastereinsatzes



1.4. Rastereinsätze für Lagerboxen Typ B



Raster- höhe	Fächer- anzahl	Proben Ø in mm	Art. - Nr.	Preis in €
25 mm	14 x 14	7,0	RB196-25	2,29
	13 x 13	8,0	RB169-25	2,29
	12 x 12	9,0	RB144-25	1,75
	10 x 10	12,0	RB100-25	1,49
	9 x 9	13,0	RB81-25	1,49
	8 x 8	14,0	RB64-25	1,49
	7 x 7	16,0	RB49-25	1,49
	6 x 6	19,0	RB36-25	1,49
	5 x 5	23,0	RB25-25	1,49
	4 x 4	30,0	RB16-25	1,49

Raster- höhe	Fächer- anzahl	Proben Ø in mm	Art. - Nr.	Preis in €
30 mm	14 x 14	7,0	RB196-30	2,29
	13 x 13	8,0	RB169-30	2,29
	12 x 12	9,0	RB144-30	1,65
	10 x 10	12,0	RB100-30	1,25
	9 x 9	13,0	RB81-30	1,25
	8 x 8	14,0	RB64-30	1,25
	7 x 7	16,0	RB49-30	1,25
	6 x 6	19,0	RB36-30	1,65
	5 x 5	23,0	RB25-30	1,65
	4 x 4	30,0	RB16-30	1,65

Raster- höhe	Fächer- anzahl	Proben Ø in mm	Art. - Nr.	Preis in €
40 mm	14 x 14	7,0	RB196-40	2,35
	13 x 13	8,0	RB169-40	2,35
	12 x 12	9,0	RB144-40	1,75
	10 x 10	12,0	RB100-40	1,49
	9 x 9	13,0	RB81-40	1,49
	8 x 8	14,0	RB64-40	1,49
	7 x 7	16,0	RB49-40	1,49
	6 x 6	19,0	RB36-40	1,49
	5 x 5	23,0	RB25-40	1,49
	4 x 4	30,0	RB16-40	1,49

Raster- höhe	Fächer- anzahl	Proben Ø in mm	Art. - Nr.	Preis in €
65 mm	14 x 14	7,0	RB196-65	2,45
	13 x 13	8,0	RB169-65	2,45
	12 x 12	9,0	RB144-65	1,85
	10 x 10	12,0	RB100-65	1,85
	9 x 9	13,0	RB81-65	1,85
	8 x 8	14,0	RB64-65	1,85
	7 x 7	16,0	RB49-65	1,89
	6 x 6	19,0	RB36-65	1,89
	5 x 5	23,0	RB25-65	1,89
	4 x 4	30,0	RB16-65	1,89



Edelstahl-Gestelle
für diese Kartonboxen:

Truhengestelle.....Seite 14
Schrangestelle.....Seite 19
Schrankeinschübe.....Seite 26