




Plum iBox-Station 2 mit 2x 500 Spüllösungen für Augen, Haut und Wunden - 4922



Plum iBox-Station 2 mit 2x 500 Spüllösungen für Augen, Haut und Wunden – 4922

Plum iBox-Station mit 2 x 500 ml Flaschen Plum Augenspüllösung und separater Piktogrammtafel mit Spiegel. Die Flaschen können zur Spülung von Augen, Haut und Wunden verwendet werden. Die Plum iBox überzeugt durch modernes Design, robuste Verarbeitung und hohe Funktionalität. Das transparente Fenster ermöglicht die schnelle Kontrolle des Haltbarkeitsdatums. Sie schützt den Inhalt vor Staub und Schmutz und eignet sich besonders für Arbeitsbereiche mit Augenrisiko. Dank der Wandhalterung ist die Box sicher befestigt und im Notfall sofort einsatzbereit. Abgenommen von der Wand erlaubt sie schnelles Handeln, sodass Wund und Augenspülungen direkt verfügbar sind. Die Installation sollte gemäß EN 15154-4 in unmittelbarer Nähe zu chemischen Gefahrenquellen erfolgen. Idealerweise ist die Station innerhalb von 10 Sekunden bzw. in einem Umkreis von 20 Metern erreichbar.

Produkt-Eigenschaften:

- Spülung von Augen, Haut und Wunden
- Abmessungen (H x B x T): 425 x 294 x 135 mm
- Gewicht: 1,61 kg
- Die Augenspülflaschen sind gut sichtbar
- Leichte und klare Erkennung des Ablaufdatums
- Die Box kann aus der Halterung genommen und schnell zu der verletzten Person gebracht werden
- Einfacher Zugriff auf die Flaschen durch geräumiges Design
- Leicht zu öffnen
- an der Wand montiert oder auf dem Boden stehend
- Festes und haltbares Material mit separater Piktogrammtafel inkl. Spiegel

Artikel-Nr.: [4922](#)