



**iBox 2 mit 1 x 500 ml pH Neutral DUO & 1 x 1000 Plum Augenspülung DUO 4923**



**iBox 2 mit 1 x 500 ml pH Neutral DUO & 1 x 1000 Plum Augenspülung DUO 4923**

Staubgeschützte Wandbox mit 1 x 500 ml Augenspülflasche pH Neutral DUO (4,9 % Phosphatpufferlösung) und 1 x 1,0 l Augenspüllösung DUO (0,9 % Natriumchloridlösung). Die Flaschen sind mit einem Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen ausgestattet. Mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren und Alkali sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können.

**Produkt-Eigenschaften**

- Abmessungen (H x B x T): 425 x 294 x 135 mm
- Gewicht: 2,20 kg
- Die Augenspülflaschen sind gut sichtbar
- Leichte und klare Erkennung des Ablaufdatums
- Die Box kann aus der Halterung genommen und schnell zu der verletzten Person gebracht werden
- Einfacher Zugriff auf die Flaschen durch geräumiges Design
- Leicht zu öffnen - an der Wand montiert oder auf dem Boden stehend Festes und haltbares Material

Artikel-Nr.: [\*\*4923\*\*](#)