



Best.-Nr.: 277 999

EAN: 4013207277997

Produkt-Bezeichnung:

Augenspülstation (EPS) komplett mit 2 EKASTU-Augenspülflaschen

bestehend aus EKASTU-Augenspülflasche ECO mit Trichter, ca. 600 ml FD, EKASTU Augenspülflasche MINI-ECO mit Trichter, ca. 200 ml FD und einer Augenspülstation zur geschützten Aufbewahrung.

Die EKASTU Augenspülflaschen werden gemäß DIN EN 15154-4 hergestellt und stellen ein Medizinprodukt der Klasse I, gemäß Verordnung (EU) 2017/745, dar.



BESCHREIBUNG

Augenspülstation (EPS) komplett mit EKASTU-Augenspülflasche ECO mit Trichter, ca. 600 ml FD, EKASTU Augenspülflasche MINI-ECO mit Trichter, ca. 200 ml FD

Augenspülflaschen entsprechen DIN EN 15154-4

Schützt Augenspülflaschen vor Kälte und Wärme und weist beim Wasserinhalt in der Augenspülflasche ein Temperaturdelta von ca. 38 °C auf (entspricht +/- 19 °C). Die Augenspülstation schützt dadurch den Inhalt der Augenspülflaschen nahezu um das 5-fache besser vor Wärme und Kälte

Zur sofortigen Verfügbarkeit in Gefahrenbereichen, einfach zu öffnender „Ruckzuck“-Deckel, staubdicht und einfache Wandmontage

HAUPTEIGENSCHAFTEN



MATERIALIEN

- Expandierbares Polystyrol (EPS)
- EKASTU-Augenspülflasche ECO mit Trichter, ca. 600 ml FD siehe Technisches Datenblatt zu Art.Nr. 177 111
- EKASTU Augenspülflasche MINI-ECO mit Trichter, ca. 200 ml FD siehe Technisches Datenblatt zu Art.Nr. 177 112

Die verwendeten Werkstoffe sind hautverträglich und haben deshalb keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit

GEWICHT

- ca. 1190 g

KENNZEICHNUNG

Augenspülflaschen

- Markenzeichen des Herstellers (LOGO)
- Hersteller/-adresse
- CH-REP
- Produkt-Bezeichnung
- Gültige Norm
- Informationsbroschüre des Herstellers beachten
- LOT-Nr.
- Ende der Lagerfähigkeit (MM/YYYY)
- CE-Kennzeichnung
- Lagerbedingungen

BEREITHALTUNG

- Vor Sonneneinstrahlung, Chemikalieneinwirkung schützen. Die Augenspülstation (EPS) in regelmäßigen Abständen einer Sichtkontrolle unterziehen
- Augenspülflasche erst unmittelbar vor Gebrauch öffnen
- Vor Sonneneinstrahlung, Chemikalieneinwirkung, Hitze und Kälte schützen. Lagerbedingungen auf der Verpackung beachten. Die Augenspülflasche ist in regelmäßigen Abständen einer Sichtkontrolle zu unterziehen

WARNHINWEIS

- Nur bestimmungsgemäß verwenden!
- Informationsbroschüre des Herstellers beachten!

ZERTIFIZIERUNGEN

- Die Augenspülflaschen sind ein Medizinprodukt der Klasse I, gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 und nach DIN EN 15154-4 zertifiziert

VERWENDERHINWEISE

Die EKASTU Safety GmbH garantiert die angegebene Leistung nach Klasse und Typ. Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen in der Praxis erreicht werden, abweichen können. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Benutzen Sie die Augenspülflasche ausschließlich gemäß der Informationsbroschüre, den jeweils geltenden gesetzlichen Regeln und den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften z.B. DGUV Information 204-022 „Erste Hilfe im Betrieb“.

TD 277999_01-09.24