

# EBI 11 Starter Kit SK 6100

ZUR TEMPERATUR- UND PROZESSÜBERWACHUNG

NEU

## EBI 11 Datenlogger Starter Kit SK 6100

# 1.586,00 €\* \*

\*gültig bis Ende 2026



### Das SK 6100 enthält:

- 1x EBI 11-T210
- 1x Software Winlog.pro
- 1x Interface IF 300

### EBI 11 Datenlogger Starter Kit SK 6100

Das **Starter Kit SK 6100** enthält alle notwendigen Teile des ebro-Portfolios für den Einstieg in die **Temperatur- und Prozessüberwachung**. Das hochwertige und vielseitige Design des **EBI 11-T210**, sowie die hohe Präzision und schnelle Reaktionszeit machen den Logger ideal für die Auswertung von **Sterilisations- und Pasteurisationsprozessen**. Die Auswertesoftware Winlog.pro ermöglicht die Integration mehrerer Datenlogger sowie die Auswertung und Visualisierung der aufgezeichneten Daten. Dank der vier Ausleseports des **IF 300 Interfaces** ist eine nachträgliche Erhöhung der Loggeranzahl problemlos möglich.

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Messbereich                  | -30 °C ... +140 °C                                                       |
| Genauigkeit                  | ± 0.1 °C (0 °C ... +140 °C)                                              |
| Messintervall                | 1 s ... 24 Std                                                           |
| Datenspeicher                | 15,000 Messwerte                                                         |
| Werkskalibrierungszertifikat | 0 °C, +60 °C und +134 °C                                                 |
| Externer Temperaturfühler    | 20 mm, axial, spitz Ø3 mm, Fühler mit M5 Außengewinde, Pt 1000, Klasse A |

| Typ     | Bezeichnung                                          | Art. No.  |
|---------|------------------------------------------------------|-----------|
| SK 6100 | 1 x EBI 11-T210 + 1x Winlog.pro +1x Interface IF 300 | 1250-6100 |

#### Zentrale:

Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG, ebro  
Peringerstr. 10 · 85055 Ingolstadt Germany  
Phone +49 841 95478-0 · Fax +49 841 95478-80  
Internet: [www.ebro.com](http://www.ebro.com) · E-Mail: [ebro@xylem.com](mailto:ebro@xylem.com)

[www.ebro.com](http://www.ebro.com)

ebro® ist eine eingetragene Handelsmarke der Xylem Inc. oder eines seiner Tochterunternehmen. Technische Änderungen vorbehalten.  
© 2022 Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG.

**-ebro-**  
a xylem brand

Dezember 2025