



LabQ Combi-Rack
mit Schnappdeckel für 96 Reaktionsgefäße, blau
für 96 x 0,5 ml Tubes oder 96 x 1,5 / 2,0 ml Tubes

Artikelnummer LQ-997050



Beschreibung

Aufbewahrungsrack mit Schnappdeckel für

96 Reaktionsgefäße 0,5 ml auf einer Seite oder
96 Reaktionsgefäße 1,5/2,0 ml auf der anderen Seite.

Ein Raster auf der Seite für die 0,5 ml Röhrchen erleichtert den Überblick.

Die Seite für 1,5/2,0 ml Röhrchen ist mit erhabenen Lochumrandungen versehen, um die Röhrchen leichter aus dem Rack heben zu können.

Material: Polypropylen

Plätze: 8 x 12

Maße: 246 x 121 x 50 mm

Typ Aufbewahrung	Racks/ Gestelle
alphanumerisch codiert	Nein
Material	Polypropylen (PP)
mit besonderer chemikalischer Beständigkeit	Ja
Höhe	50 mm
Breite/Tiefe	121 mm
Farbe	blau
stapel-/ zusammensteckbar	Ja
geeignet für	Mikrogefäße/ Röhrchen
autoklavierbar	Ja
mit Verschluss/Deckel	Ja
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
für Gefäße mit DM bis	5,5 mm 11 mm
Kapazität	96
für Gefäße mit Volumen bis	0,5 ml 1,5 ml 2 ml
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße PCR-Reaktionsgefäße
Typ Gestell	Gestell für Reaktionsgefäße, PCR-Tubes, Kryoröhrchen
Verschluss/ Deckel als Zubehör erhältlich	Nein
Anzahl Etagen	1
mit Beta-Strahlen Schutz	Nein
für verschiedene Gefäßtypen/ Volumina	Ja
Plätze (BxL)	8 x 12
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	für alle Formen
inkubatorgeeignet	Ja
mit mehreren Etagen	Nein
in Sondergrößen erhältlich	Nein
Versandbedingungen	Raumtemperatur