




Moonlab® Kombirack für Zentrifugenröhrchen, ABS,
30 x 15 ml, 20 x 50 ml

Artikelnummer: LQ-997060



Beschreibung

Dieses Rack ist geeignet zum Aufbewahren von konischen 15 bzw. 50 ml Zentrifugenröhrchen. Für die stabile Anwendung im Wasserbad aus ABS-Kunststoff konstruiert. Die Löcher sind alphanumerisch gekennzeichnet

alphanumerisch codiert	Ja
Material	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
mit besonderer chemikalischer Beständigkeit	Nein
Höhe	63 mm
Breite/Tiefe	171 mm
Farbe	orange
stapel-/ zusammensteckbar	Nein
autoklavierbar	Ja
mit Verschluss/Deckel	Nein
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe
für Gefäße mit DM bis	17 mm 30 mm
Kapazität	30 20
für Gefäße mit Volumen bis	15 ml 50 ml
Typ Gestell	Kombi-Rack für verschiedene Gefäße und Volumina
DM Bohrung	30 mm
Verschluss/ Deckel als Zubehör erhältlich	Nein
Anzahl Etagen	1
mit Beta-Strahlen Schutz	Nein
für verschiedene Gefäßtypen/ Volumina	Ja
Plätze (BxL)	4 x 5 5 x 6
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	konisch rund
inkubatorgeeignet	Nein
mit mehreren Etagen	Nein
in Sondergrößen erhältlich	Nein
Versandbedingungen	Raumtemperatur