

Schneidmühle P-29

Kleines Volumen – kleiner Preis



+ **variable Drehzahl**
500 – 6.000 U/min

+ **bis 25 mm Durchmesser**
Aufgabegröße

+ **Endfeinheit 0,25 – 6 mm**
je nach Siebeinsatz

+ **kein Feuchtigkeitsverlust**
bei der Probenvorbereitung

+ **ideal für Getreide/Saaten,
Kunststoffe** und andere
spröde Materialien

+ **reproduzierbare
Probenaufbereitung**
für NIR-Analytik

Die kleine Profimühle für vielseitigen Einsatz

Wenn Sie regelmäßig kleinere Probenmengen von Materialien mit geringer spezifischen Dichte wie z.B Kunststoffe, Getreide oder Saaten zerkleinern wollen, ist die FRITSCH P-29 genau die richtige Labormühle: günstig, kompakt und platzsparend, völlig unkompliziert im Einsatz und mit wenigen Handgriffen kontaminationsfrei zu reinigen.

Mit verschiedenen Siebeinsätzen wahlweise mit Quadrat- oder Trapezloch erzielen Sie Endfeinheiten von 0,25 bis 6 mm. Und bei der Werkstoffauswahl haben wir auf besonders hochwertige Werkstoffe und Verarbeitung in Edelstahl geachtet. Besonders leistungsstark: Der Rotor mit 4 geraden Schneiden und Gegenmessern ermöglicht bis zu 48.000 Schneidvorgänge pro Minute.

Ideal zur Feuchtigkeits-, Rohfaser- und Aschebestimmung sowie für IR und NIR

Dank ihrer variablen Drehzahl zerkleinert die FRITSCH P-29 Ihre Proben in optimaler Form und nahezu ohne Feuchtigkeitsverlust. Damit erfüllt sie die essenzielle Anforderung zur korrekten Analyse im Bereich der Futtermittel- und Rohstoffbeprobung. Oder nutzen Sie sie zur Probenaufbereitung für Kunststoffemissionsmessung. Und die gründliche Reinigung ist dank ihres Clean Designs in wenigen Handgriffen erledigt.



Technische Daten

P-29

Optimale Materialart

mittelhart, weich, spröde, zäh, faserig, zäh-elastisch, temperaturempfindlich

Anschlusswerte

200 – 240 V/1~

100 – 120 V/1~

Antriebsleistung

400 Watt

Frequenz

50 – 60 Hz

Gewicht

18 kg

Abmessungen B x T x H

27 x 35 x 34 cm



Ihr Kontakt

für eine unverbindliche Beratung oder eine individuelle Testmahlung zur Ermittlung der passenden Schneidwerkzeuge und der optimalen Mahlparameter:

beratung@fritsch.de
+49 6784 70-150



Mehr Infos unter www.fritsch.de im Bereich Probenaufbereitung/ Mahlen/Schneidmühlen

