

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : BOMBA PERISTÁLTICA DISPENSADORA DE ALTA PRECISIÓN P10 COMPACT

Descripción : Bomba peristáltica ideal para técnicas que requieren alta precisión en la dispensación de volúmenes pequeños. Flujo reversible. Pantalla LED con 4 dígitos. Incluye accesorios como un pedal para control manual del flujo, tubo de silicona de dos metros y 4 mm de diámetro, dos válvulas de retención, dos conectores de plástico y una boquilla de llenado. 220 V / 50-60 Hz. Compatible con protocolo de comunicación RS485/MODBUS. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe



Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	dimensiones (largo x ancho x alto)	caudal nominal	rango de velocidad	unidades por ref.
PUMP-10C-001	114 x 84 x 98 mm	0,04 ~ 24,42 ml/min	0,1 - 100 rpm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PUMP-10C-001	12	1,76	90261021	08434868099135

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : HIGH PRECISION PERISTALTIC PUMP P10 COMPACT**

Description : Peristaltic pump ideal for techniques that require high precision in the dispensing of small volumes. Reversible flow. LED display with 4 digits. It includes accessories such as a pedal for manual flow control, two-meter-long and 4 mm diameter silicone tube, two check valves, two plastic connectors and a filling nozzle. 220 V / 50-60 Hz. Compatible with RS485 / MODBUS communication protocol. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive



Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product

TECHNICAL DATA

reference	dimensions (length x width x height)	flow rate at atm. pres.	speed range	pcs/pack
PUMP-10C-001	114 x 84 x 98 mm	0,04 ~ 24,42 ml/min	0,1 - 100 rpm	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PUMP-10C-001	12	1,76	90261021	08434868099135

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : POMPE PÉRISTALTIQUE DE HAUTE PRÉCISION P10 COMPACT

Description : Pompe péristaltique idéale pour les techniques nécessitant une grande précision dans la distribution de petits volumes. Flux réversible. Affichage LED à 4 chiffres. Inclut des accessoires tels qu'une pédale pour le contrôle manuel du débit, un tuyau en silicone de 2 mètres de long et de 4 mm de diamètre, deux clapets anti-retour, deux connecteurs en plastique et une buse de remplissage. 220 V / 50-60 Hz. Compatible avec le protocole de communication RS485 / MODBUS. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne



Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	dimensions (longueur x largeur x hauteur)	débit nominal	plage de vitesse	unités par ref.
PUMP-10C-001	114 x 84 x 98 mm	0,04 ~ 24,42 ml/min	0,1 - 100 rpm	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PUMP-10C-001	12	1,76	90261021	08434868099135

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : POMPA DI EROGAZIONE PERISTALTICA AD ALTA PRECISIONE P10 COMPACT

Descrizione : Pompa peristaltica ideale per tecniche che richiedono alta precisione nell'erogazione di piccoli volumi. Flusso reversibile. Display a LED con 4 cifre. Include accessori come un pedale per il controllo manuale del flusso, un tubo in silicone di due metri e 4 mm di diametro, due valvole di ritegno, due connettori in plastica e un ugello di riempimento. 220 V / 50-60 Hz. Compatibile con il protocollo di comunicazione RS485/MODBUS. Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	dimensioni (lunghezza x portata nominale larghezza x altezza)	gamma di velocità	unità per ref.
PUMP-10C-001	114 x 84 x 98 mm	0,04 ~ 24,42 ml/min	0,1 - 100 rpm

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PUMP-10C-001	12	1,76	90261021	08434868099135

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : HOGE PRECISIE PERISTALTISCHE DOSEERPOMP P10 COMPACT

Beschrijving : Peristaltische pomp, ideaal voor technieken die zeer nauwkeurige dosering van kleine hoeveelheden vereisen. Omkeerbare vloeistofstroom. LED display met 4 cijfers. Inclusief toebehoren zoals een voetpedaal voor handmatige toevoerregeling, twee meter lange silicone slang met een diameter van 4 mm, twee afsluitkleppen, twee plastic verbindingstukken en een vulmondstuk. 220 V / 50-60 Hz. Compatibel met RS485/MODBUS-communicatieprotocol. Garantie 2 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.



Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	nominale stroom	snelheidsbereik	stuks per ref.
PUMP-10C-001	114 x 84 x 98 mm	0,04 ~ 24,42 ml/min	0,1 - 100 rpm	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PUMP-10C-001	12	1,76	90261021	08434868099135

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : PERISTALTISCHE DOSIERPUMPE, HOCHPRÄZISE, P10 COMPACT

Beschreibung : Peristaltische Pumpe, ideal für Techniken, die eine hochpräzise Dispensierung kleiner Volumen benötigen. Umkehrung der Flussrichtung möglich. LED-Display mit vier Ziffern. Mit Zubehör wie einem Pedal zur manuellen Flusskontrolle, Silikonschlauch von 2 m Länge und 4 mm Durchmesser, zwei Rückschlagventile, zwei Plastikverbindungen und ein Füllstutzen. 220 V / 50-60 Hz. Kompatibel mit dem Kommunikationsprotokoll RS485/MODBUS. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen



Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Maße (Länge x Breite x Höhe)	Förderleistung	Drehzahlbereich	Stückzahl pro Artikel
PUMP-10C-001	114 x 84 x 98 mm	0,04 ~ 24,42 ml/min	0,1 - 100 rpm	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PUMP-10C-001	12	1,76	90261021	08434868099135

PRODUKTFOTO

