

Blutkonserven-Kühlschrank BL-520

nach DIN 58371



+ 4° C



Die Abb. im Hintergrund zeigt eingebauten Kreisblatt-Temperaturschreiber gegen Mehrpreis

Kühlinhalt	500 Liter
Temperatureinstellung	+4° C
Spannung	220 - 240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	316 Watt
Normalverbrauch	2,5 kWh/24 h
Außenmaße einschl. Türgriff	77 cm breit, 76 cm tief, 193 - 196 cm hoch
Innenmaße	60 cm breit, 57 cm tief, 140 cm hoch
Außenmaße bei 90° geöffneter Tür	77 cm breit, 144 cm tief
Gewicht	netto 125 kg, brutto 155 kg
Einrichtungen gegen Mehrpreis	
• Schubfacheinlage (Rost) mit 4 festen Längsteilern • Temperaturschreiber zum Einlegen mit Wachspapierstreifen • Kreisblatt-Temperaturschreiber, 7-Tage-Registrierzeit, eingebaut, mit 100 Diagrammscheiben und 5 Faserstiften • Temperaturfühler PT 100 mit Messflasche, eingebaut, für Anschluss an EDV-Anlage • Tauwassergefäß zur manuellen Entleerung • Schubfach aus Chromnickelstahl (flüssigkeitsdicht) statt Kunststoff • Außengehäuse aus Chromnickelstahl 4301, längsgebürstet	

Außengehäuse aus verzinktem Stahlblech (Unterrostungsschutz), weiß, pulverbeschichtet. Verstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Innenraum aus glattem Aluminium, mit farbloser Schutzbeschichtung, hygienisch, pflegeleicht. 5 Schubfächer mit Rollenauszugsschienen. Lichtes Schubfachmaß: 56 cm breit, 37 cm tief, 23 cm hoch. Fassungsvermögen pro Schubfach ca. 30, insgesamt somit ca. 150 Blutbeutel à 500 ml.

Gehäuse-Isolierung, 70 mm stark, aus hochwertigem, druckgeschäumtem und umweltschonendem Material. Durch besondere Stärke energiesparend.

Tür mit leicht austauschbarem Kunststoff-Magnetdichtungsrahmen, verschließbar. Beim Öffnen kein seitlicher Türüberstand.

Türanschlag auch nachträglich wechselbar, serienmäßig mit Rechtsanschlag (wie Abbildung), ohne Mehrpreis auch mit Linksanschlag lieferbar.

Innenbeleuchtung, senkrechte Lichtleiste über alle Schubfächer, mit Türkontaktschalter.

Umluftkühlung mit Querstromgebläse, welches beim Öffnen der Tür automatisch abschaltet, sorgt für gleichmäßige Temperierung und reduziert das physikalisch bedingte Temperaturgefälle auf ein Minimum.

Abtauung automatisch.

Tauwasserverdunstung in beheizter Schale aus Edelstahl unter dem Außenboden des Geräts. Falls die Verdunstung nicht erwünscht ist (z. B. im OP-Bereich), kann ein Tauwassergefäß zur manuellen Entleerung geliefert werden.

Schalt- und Kontrollzentrum mit Warnanlage, Folientastatur, digitaler LED-Temperaturanzeige, Netzkontrollleuchte und roten Leuchtdioden zur Anzeige eines Alarmzustands.

Sicherheitseinrichtung, die ein Absinken der Kühlschranktemperatur unter +2° C verhindert.

Temperaturkontrolle über einen Temperaturfühler, ähnlich einem Referenzkörper von 250 ml Flüssigkeit.

Temperatursteuerung mittels Raumthermostat. Die Temperatur wird automatisch gehalten, unabhängig von wechselnden Außentemperaturen, vorausgesetzt die Umgebungstemperatur liegt um mindestens ca. 3° C über der eingestellten Innentemperatur.

Kältemaschine, zwangsbelüftet, hermetisch gekapselt, erschütterungsfrei gelagert, energiesparend, geräuscharm, servicefreundlich, für 220 – 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz. Sonder-Spannungen auf Anfrage. Verfügbare Länge des Steckerkabels ca. 3 m.