

Medikamenten-Kühlschrank MED-520

Umluftkühlung, optische und akustische Warneinrichtung, automatische Schnellabtauung, Tauwasserverdunstung, Wahl der Luftfeuchtigkeit, Sicherheitsregler gegen Minustemperaturen, digitale Temperaturanzeige



Kühlinhalt	500 Liter
Temperatureinstellung	ca. + 2° bis + 20° C
Spannung	220 – 240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	370 Watt
Normalverbrauch	2,9 kWh/24 h
Außenmaße (einschl. Türgriff)	77 cm breit, 76 cm tief, 193-196 cm hoch
Innenmaße	60 cm breit, 57 cm tief, 140 cm hoch (Nutztiefe 10 cm geringer)
Außenmaße bei 90° geöffneter Tür	77 cm breit, 144 cm tief
Lichtes Schubfachmaß	3 x 18,5 cm breit, 37 cm tief, 5 cm hoch
Gewicht	netto 120 kg, brutto 150 kg
Außengehäuse auch in Chromnickelstahl 4301 lieferbar. Modellbezeichnung MED-520-CR	

Außengehäuse aus verzinktem Stahlblech (Unterrostungsschutz), weiß, pulverbeschichtet.

Verstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenebenenheiten.

Innenraum aus glattem Aluminium mit farbloser Schutzbeschichtung. 12 Medikamentenschubfächer auf Rollschubführungen mit Arretierung (pro Schubfach 2 feste Längsteiler und 12 verstellbare Querteiler, passend für EDV-Kärtchenhalter). Insgesamt 13,5 lfd. Lagermeter bzw. 2,5 Lager-Quadratmeter. Oberstes Schubfach abschließbar.

Isolierung, 70 mm stark, aus hochwertigem, druckgeschäumtem und umweltschonendem Material. Durch besondere Stärke energiesparend.

Tür mit leicht austauschbarem Kunststoff-Magnetdichtungsrahmen, verschließbar. Beim Öffnen der Tür kein Türüberstand, so dass beliebig viele Kühlschränke dicht aneinander gestellt werden können.

Türanschlag wechselbar (auch nachträglich), serienmäßig mit Rechtsanschlag (wie Abbildung), ohne Mehrpreis auch mit Linksanschlag lieferbar.

Umluftkühlung mit Querstromgebläse, welches beim Öffnen der Tür automatisch abschaltet, sorgt für gleichmäßige Temperierung und reduziert das physikalisch bedingte Temperaturgefälle auf ein Minimum.

Schnellabtauung durch zeitlich begrenzte, automatische Umkehr des Kältemittelkreislaufs.

Tauwasserverdunstung in beheizter Schale aus Edelstahl unter dem Kühlschrankboden. Falls die Verdunstung nicht erwünscht ist (z. B. im OP-Bereich) kann ein Tauwassergefäß zur manuellen Entleerung geliefert werden.

Schaltzentrum mit digitaler Temperaturanzeige. Optische und akustische Warnung bei Temperaturabweichung. Potentialfreier Kontakt zum Anschluss an zentrale Leittechnik. Taste für Luftfeuchtigkeitswahl. Rote Warnleuchte beim Auslösen des Sicherheitsreglers.

Temperatursteuerung mittels elektronischem Temperaturregler. Die Temperatur wird automatisch gehalten unabhängig von wechselnden Außentemperaturen, vorausgesetzt die Umgebungstemperatur liegt um mindestens ca. 3°C über der eingestellten Innentemperatur.

Sicherheitsregler gegen Minustemperaturen.

Kältemaschine, zwangsbelüftet, hermetisch gekapselt, energiesparend, geräuscharm, servicefreundlich, für 220-240 V Wechselstrom, 50/60Hz. Andere Spannungen auf Anfrage. Verfügbare Länge des Steckerkabels ca. 3 m

Einrichtungen gegen Mehrpreis:

- Dekorrahmen für Tür und Maschinenraumblende, zum Befestigen bauseitiger Dekorplatten 753 x 1532 mm bzw. 753 x 70 mm und 753 x 40 mm, bis max. 2 mm Dicke
- Glastür (Isolierglas)
- Schloss für Glastür
- Temperaturschreiber zum Einlegen, mit zwei Wachspapierstreifen
- Ersatzwachspapierstreifen in 10er-Packung
- Tauwassergefäß zur manuellen Entleerung
- Alarmsystem mit Alarmmeldung bei Stromausfall durch Akku und Schnittstelle RS232, im Schaltzentrum eingebaut